

# DISPOSITIVOS DE AVISO “ALERT-IT”



**ALER-IT garantiza la seguridad de los pacientes, sin necesidad de utilizar sujeciones invasivas o contra la voluntad del individuo.**

**El sistema puede utilizarse tanto en domicilios particulares como en residencias, centros de día u hospitales.**

**Existen tres receptores que controlan 3, 8 y hasta 64 dispositivos dependiendo de la cantidad de usuarios a controlar.**




Proser Clínic, S.L.U  
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2  
08415 Can Barri (Bigues I Riells)  
España


Teléfono: 938638065 - 900352633  
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es  
Web: <https://proserclinic.es>

# DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

## SENSORES PARA CAMA



**P143C**  
Alfombra  
grande para cama



**P143CB**  
Alfombra pequeña  
para cama

Las alfombras para detección de presencia Alert-it detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama.


Las alfombras se colocan **sobre el colchón**, preferiblemente debajo de una sábana para mayor confort del usuario.

Su diseño fino y flexible proporciona la máxima comodidad.

Las alfombras son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Disponible en dos medidas, **760x250x3 mm** y **740x500x3 mm**

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.




**P143G**  
Tira-sensor  
para cama (bajo el colchón)

La tiras-sensor para detección de presencia Alert-it, detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama.

Se coloca debajo del colchón y se puede fijar con bridas a las lamas del somier.

Las tiras-sensor son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

El sensor para pata de cama se instala en cualquier de las patas de la cama de forma sencilla y es capaz de detectar cuando el paciente se ha levantado de la cama



**P144B**  
Sensor para  
pata cama

El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor

Sensores para cama



Conexión por cable



Monitor P163

Conexión inalámbrica



Receptor

El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente

Sensores para cama



Conexión por cable



Monitor P180A




Proser Clínic, S.L.U  
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2  
08415 Can Barri (Bigues I Riells)  
España

Teléfono: 938638065 - 900352633  
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es  
Web: <https://proserclinic.es>

# DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

## SENSORES PARA SILLA



La alfombra para silla ALERT-IT, es una alfombra que es capaz de detectar cuando el usuario se levanta del asiento. La alfombra puede colocarse directamente sobre la silla o bien debajo de un cojín.

Las alfombras son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.

La tira-sensor para silla ALERT-IT monitoriza al usuario mientras está sentado y detecta cuando éste se levanta. Se coloca debajo del cojín.

Las tiras-sensor son compatibles con el sistema de alarmas Alert-it y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.



El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor

Sensores para silla



Conexión por cable



Monitor P163

Conexión inalámbrica



Receptor

El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente

Sensores para silla



Conexión por cable



Monitor P180A



Proser Clínic, S.L.U  
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2  
08415 Can Barri (Bigues I Riells)  
España

Teléfono: 938638065 - 900352633  
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es  
Web: <https://proserclinic.es>

# DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT" ALFOMBRA DETECCIÓN DE CAÍDAS




La alfombra para suelo ALERT-IT detecta cuando el usuario se levanta de la cama y pisa la alfombra. Se coloca en un lateral de la cama.

La alfombra para suelo ALERT-IT detecta cuando el usuario se levanta de la cama y pisa la alfombra. Se coloca en un lateral de la cama. El material de la superficie es de tipo moqueta antideslizante.



El monitor P163 recibe la señal de los sensores y es el encargado de enviar la señal de forma inalámbrica al receptor

Alfombras detección de caídas



Conexión por cable



Monitor P163

Conexión inalámbrica



Receptor

El monitor P180A recibe la señal de los sensores y emite un sonido para avisar al asistente

Alfombras detección de caídas



Conexión por cable



Monitor P180A




Proser Clínic, S.L.U  
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2  
08415 Can Barri (Bigues I Riells)  
España

Teléfono: 938638065 - 900352633  
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es  
Web: <https://proserclinic.es>



# DISPOSITIVOS DE AVISO "ALERT-IT"

## SISTEMAS DE SEGURIDAD AUXILIARES



### DETECTOR DE PRESENCIA

El detector de presencia ALERT-IT permite monitorizar a los pacientes de una habitación, detectando si alguno de ellos se ha movido. Puede colocarse en diferentes lugares de la habitación (pared, a ras de suelo, etc.), de tal manera que es posible configurar el dispositivo para que detecte diferentes tipos de movimientos.



### PULSADORES AVISO Y ANTICAÍDA

Los pulsadores ALERT-IT permiten al usuario enviar una señal de aviso al cuidador simplemente apretando el pulsador. En el caso del modelo anticaidas, además de la función de aviso, el pulsador es capaz de detectar si el usuario se ha caído y de mandar en ese caso una señal de aviso al cuidador.



### SENSOR AVISADOR PARA PUERTA

El sensor avisador para puerta permite detectar cuándo un paciente está intentando salir de su habitación. Una vez abierta la puerta, el sensor envía una señal al receptor del cuidador para que éste acuda.

El sensor auxiliares se conectan directamente con el receptor

Sistemas auxiliares



Conexión inalámbrica



Receptor



Proser Clínic, S.L.U  
Pol. Ind. Can Barri, Nau 2  
08415 Can Barri (Bigues I Riells)  
España

Teléfono: 938638065 - 900352633  
Correo electrónico: pedidos@proserclinic.es  
Web: <https://proserclinic.es>

# DISPOSITIVOS DE AVISO “ALERT-IT”

## PEDIDOS

	Referencia	Descripción
	P143G	Tira-sensor avisador para cama (bajo colchón).
	P143C	Alfombra avisadora grande para cama
	P143CB	Alfombra avisadora pequeña para cama
	P144B	Sensor avisador para pata cama
	P149B	Tira-sensor avisador para silla
	P149A	Alfombra avisadora para silla
	P150C	Alfombra avisadora para suelo
	P150CB	Alfombra avisadora para suelo. Moqueta
	P162B	Detector de presencia
	P135AB	Botón avisador anticaídas
	P135E	Botón avisador
	P161B	Sensor avisador para puerta
	P163BAA	Monitor para P149A, P149B, P143G, P143C, P143CB y P144B
	P163BCA	Monitor para P150C y P150CB
	P180A	Monitor sonoro
	P168A	Receptor portátil para 3 dispositivos
	P137CAA	Receptor portátil para 8 dispositivos
	P137BAA	Receptor portátil para 64 dispositivos