

SÁBANA DE TRANSFERENCIA 75X130



Descripción

Sábana de transferencia tubular deslizante.
Peso máximo del usuario: 300kg.

Efectos y ventajas

Facilita la movilización y el posicionamiento de personas encamadas con diversos grados de dependencia. Gracias al sistema deslizante y a su diseño, se minimiza el esfuerzo del cuidador en los cambios posturales y minimiza la fricción bajo los puntos de presión del paciente.

Composición

Tejido base 29,90% poliamida con un recubrimiento del 70,10% PVC.

Dimensiones

75x130cm

Mantenimiento

Lavado a mano o a máquina con un programa para prendas delicadas a temperatura máxima de 20°C.

No utilizar productos abrasivos ni blanqueantes.


No usar secadora.

No usar lejía.

No planchar.

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos




contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Sujeciones

Sábana de transferencia 75x130

Modelos



Colores



Marino

MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Sábana de transferencia	Marino	75x130	306605

